



ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ANIOSPRAY QUICK

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Γρήγορη απολύμανση προηγούμενως καθαρισμένων, μη βυθιζόμενων, μη επεμβατικών, ανθεκτικών στην αλκοόλη, ιατρικών συσκευών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Βιοκτόνο: Για γενικές επιφάνειες.

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα

- Σύνθεση με βάση την αιθανόλη
- Ευρύ φάσμα δράσης σε σύντομο χρόνο επαφής
- Δεν αφήνει ίχνη όταν στεγνώνει
- Ευχάριστα αρωματισμένο
- Χωρίς χρωστικές



ANIOSPRAY QUICK

Απολυμαντικό Διάλυμα

Aniospray Quick
1LAniospray Quick
5L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Προϊόν έτοιμο προς χρήση
- Διαυγές, άχρωμο διάλυμα
- Πυκνότητα: περίπου 0,9
- pH στους +20°C: περίπου 5,5
- pH στους +20°C, αραίωση 1% (w/w) σε νερό: περίπου 6

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο - EN 13727* (30 δευτ), EN 17387* (1 λεπτά).	1 λεπτά
Ζυμοκτόνο - EN 13624*, EN 17387*	30 δευτ
Μυκητοκτόνο - EN 13624*, EN 17387*	5 λεπτά
Φυματιοκτόνο - EN 14348*	30 δευτ
Μυκοβακτηριοκτόνο - EN 14348*	5 λεπτά
Αποτελεσματικό έναντι ιών με περίβλημα EN 14476*, EN 16777*	30 δευτ
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος EN 14476*, EN 16777* (Αδενοϊός 30 δευτ / Νοροϊός (MNV) 5 λεπτά)	5 λεπτά

*Καθαρές συνθήκες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ANIOSPRAY QUICK	12 x 1L	870011

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γρήγορη απολύμανση προηγούμενων καθαρισμένων, μη βυθιζόμενων, μη επεμβατικών, ανθεκτικών στην αλκοόλη, ιατρικών συσκευών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Βιοκτόνο: Για γενικές επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έτοιμος προς χρήση. Χρησιμοποιήστε σε προηγούμενως καθαρισμένες επιφάνειες και ιατρικές συσκευές. Ψεκάστε στις περιοχές που πρόκειται να υποβληθούν σε απολύμανση μέχρι να είναι εντελώς βρεγμένες. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα (+/- 40 ml/m²). Η πλήρης διαβροχή όλων των επιφανειών που πρόκειται να απολυμανθούν είναι σημαντική. Σεβαστείτε τον υποδεικνυόμενο χρόνο επαφής για την απαιτούμενη αντιμικροβιακή δράση. Το ξέπλυμα δεν είναι απαραίτητο εκτός από τις περιοχές που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή το βλεννογόνο. Για τη συχνότητα χρήσης ανατρέξτε στο πλάνο υγιεινής που εφαρμόζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Πριν την εφαρμογή, ελέγξτε ότι το πεδίο εφαρμογής μπορεί να απολυμανθεί με αλκοόλη. Οι ηλεκτρικές συσκευές που πρόκειται να απολυμανθούν πρέπει να είναι κλειστές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Πριν την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα των περιοχών που θα απολυμανθούν με την αλκοόλη. Οι ηλεκτρικές συσκευές που θα απολυμανθούν θα πρέπει να παραμένουν απενεργοποιημένες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αιθανόλη (αριθ. CAS 64-17-5) 550 mg/g, N,N-διεκυλο-N-μεθυλο-πολυ(οξυαιθυλο) προπιονικό αμμώνιο (αριθ. CAS) 94667-33-1) 1,1 mg/g, άρωμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν και Βιοκτόνο. Πλήρη αντιμικροβιακή δράση για το ANIOSPRAY QUICK που συμπεριλαμβάνεται στον Επιστημονικό Φάκελο, διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση: Μεταξύ +5°C και +25°C.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλώ διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.