



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

SURFANIOS Premium

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Καθαρισμός και απολύμανση μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών πριν από τη χρήση τους και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους Εφαρμογή βιοκτόνου: για όλες τις επιφάνειες γενικής χρήσης.

- Διπλής δράσης: Συνδυασμός καθαριστικής κι απολυμαντικής δράσης σε ένα βήμα
- Ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας με σύντομους χρόνους επαφής
- Με εύκολα βιοδιασπώμενο συμπλοκοποιητικό παράγοντα



SURFANIOS Premium

Απορρυπαντικό Απολυμαντικό για δάπεδα και επιφάνειες



SurfaniOS Premium
5 L δοχείο



SurfaniOS Premium
1 L Μπουκάλι



SurfaniOS Premium
20 ml Φακελάκι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πράσινου χρώματος διάλυμα
- ρΗ καθαρού/αδιάλυτου προϊόντος: 10,9
- ρΗ αραιωμένου προϊόντος (0,25%): περίπου 8,5
- Πυκνότητα στους 20°C: 1,009 g/ml
- Δείκτης διάθλασης: 1,3587

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο - σύμφωνα με το: EN 13727* (5 λεπτά 0,25%), EN 16615* (15 λεπτά, 0,25%)	0,25 %	15 λεπτά
Ζυμομυκητοκτόνο - σύμφωνα με το: EN 13624* (15 λεπτά, 0,25%), EN 16615* (15 λεπτά, 0,25%)	0,25 %	15 λεπτά
Φυματιοκτόνο - σύμφωνα με το EN 14348*	0,50 %	30 λεπτά
Δραστικό έναντι των ιών με έλυτρο σύμφωνα με το EN 14476*	0,25 %	5 λεπτά
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος σύμφωνα με το EN 14476*	2,0 %	30 λεπτά
EN 14476* Αδενοϊός	1,0 %	30 λεπτά
EN 14476* Νοροϊός (MNV)	1.0 % / 2.0 %	60 λεπ. / 30 λεπ.

* ρυπαρές συνθήκες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΙΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
SURFANIOS Premium	4 x 5 L	870010

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απορρυπαντικό Απολυμαντικό για δάπεδα και επιφάνειες. Καθαρισμός και απολύμανση μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών πριν από τη χρήση τους και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους Εφαρμογή βιοκτόνου: για όλες τις επιφάνειες γενικής χρήσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπυκνωμένο διάλυμα.
Αραιώστε το συμπυκνωμένο προϊόν με νερό στην επιθυμητή συγκέντρωση. Για παράδειγμα, για αραιώση σε συγκέντρωση 0,25% (2,5 ml / l), προσθέστε 20 ml προϊόντος σε 8 λίτρα κρύο ή ζεστό νερό (μεγ. + 60 °C). Εφαρμόστε σε επαρκή ποσότητα (+/- 30 ml/m²).
Τηρείτε τον χρόνο επαφής που συστήνεται για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση. Για τις ιατρικές συσκευές: ξεβγάλετε με άφθονο νερό για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για τις εφαρμογές βιοκτόνων: Δεν χρειάζεται ξέπλυμα εκτός εάν οι απολυμασμένες επιφάνειες έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης και τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής, συμβουλευτείτε το ισχύον πλάνο υγιεινής. Επιστημονικός φάκελος (αποτελεσματικότητα, συμβατότητα, κ.λ.π...) διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ

N-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη (Αρ. CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), Χλωριούχο διδεδυλοδιμεθυλαμμώνιο. (Αρ. CAS 7173-51-5: 25 mg/g), μη ιονικά επιφανειοδραστικά, συμπλοκοποιητές, άρωμα, χρώμα και έκδοχα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατρική συσκευή και Βιοκτόνο. Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση του SURFANIOS Premium περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση: σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +25°C.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΑ - ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.



ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezenne - France
Tél: +33 3 20 67 67 67
Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

Εισαγωγή – Διανομή:
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξάνθου 10 Τ.Κ. 177 78, Ταύρος-Αθήνα,
Τηλ. 2104838224 – Fax. 2104838547
e-mail. direct@pcosmidis.gr



www.ecolab.com



www.anios.com