

medipal

ALCOHOL
DISINFECTANT
Wipes

With
TRITEX®
TECHNOLOGY

200
WIPES

For disinfecting surfaces of non invasive medical devices

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes: are intended for disinfecting surfaces of non invasive medical devices and equipment within healthcare environments. **Professional Use Only.** Refer to training documentation before use.

DIRECTIONS FOR USE: Use PPE as required. Use one wipe to disinfect, holding the wipe flat and wiping the surface in an S-shape ensuring the entire surface is wet. Use a fresh wipe if your wipe becomes soiled or dry. For visibly soiled surfaces, use one wipe to remove visible soil prior to disinfection. Do not use on surfaces sensitive to alcohol. Allow the surface to dry naturally in line with stated contact time. Do not re-use wipes. Do not use on patients or invasive medical devices. This product is not intended for end point sterilisation of medical devices.

STORAGE: Keep pack tightly closed when not in use. Store in a cool, dry & well ventilated place. Once opened use within one month.

DISPOSAL: Dispose of wipes and packaging in accordance to local legislation. Do not flush wipes down the toilet. Do not macerate.



For further information about specific microorganisms please refer to the technical data sheet.

Microorganism	Contact Time
Tuberculosis/Mycobacteria	
EN14348	1 min
Bacteria	
EN13727	1 min
EN16615	1 min
Fungi/Yeast	
EN13624 (yeastcidal)	3 min
EN16615 (yeastcidal)	3 min
Virus	
EN14476 (Enveloped viruses)	1 min

Available from
www.palinternational.com



**Medipal Alcohol Disinfectant Wipes
Danger**

Ingredients/content at manufacture:
Isopropanol (CAS:67-63-0) 70% v/v (629g/kg)
H225: Highly flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Safety: P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261: Avoid breathing vapours. P305+351+338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. P337+313: If eye irritation persists get medical advice/attention. P233: Keep container tightly closed. P403 + P235: Store in a well-ventilated place. Keep cool.



In accordance with (EC) No 1272/2008
Keep out of reach and sight of children.



SAFETY:



STORAGE:



DO NOT
STORE IN
DIRECT
SUNLIGHT



EU Importer:

Pal Hygiene Products Limited,
Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay
Business Park, Balbriggan, Co. Dublin.
Republic of Ireland, K32 NY57
T: +353 15060172
E: importer@palinternational.com



Manufactured in the UK by:

Pal International Limited
Unit 3 Mountpark, Bardon II,
Victoria Road, Ellistown,
Coalville, LE67 1FA
T: +44 (0) 1455 555700
E: info@palinternational.com
W: www.palinternational.com

Advena Limited
Tower Business Centre
2nd Floor.
Tower Street
Swatar, BKR 4013
Malta
E: info@advena.mt



For batch
number
and use-by
date see
side of
package

REF W600110MPCE / W600110CE

M6010/8

EU-0020463-0001 1-1 UFI: AVW3-XKAA-N000-CD77

11/2024

medipal

ALCOHOL
DISINFECTANT
Wipes

With
TRITEX®
TECHNOLOGY

200
WIPES

For disinfecting surfaces of non invasive medical devices
Για απολύμανση επιφανειών με επεμβατικών ιατρικών συσκευών

Τα **μαντηλάκια Medipal Alcohol Disinfectant Wipes** προορίζονται για την απολύμανση σκληρών επιφανειών μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Ανατρέξτε στο εκπαιδευτικό υλικό πριν τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι για να απολυμάνετε την επιφάνεια. Για λερωμένες επιφάνειες, καθαρίστε την επιφάνεια πριν την απολύμανση. Σκουπίστε την επιφάνεια σε σχήμα 5 πηγαίνοντας από καθαρό σε βρώμικο σημείο. Χρησιμοποιήστε το μαντηλάκι χωρίς τρίψιμο. Μην περνάτε την ίδια περιοχή δύο φορές με το ίδιο μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε ένα φρέσκο μαντηλάκι εάν το μαντηλάκι σας λερωθεί ή στεγνώσει. Φροντίστε να βρέξετε πλήρως τις επιφάνειες. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν τη χρήση. Να μην χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη. Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς ή σε επεμβατικές ιατρικές συσκευές. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα μαντηλάκια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Απορρίψτε τα μαντηλάκια και τη συσκευασία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Μην ρίχνετε τα μαντηλάκια στην τουαλέτα. Μην διαβρέχετε.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους μικροοργανισμούς, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο

Μικροοργανισμός Χρόνος επαφής	
Μυκοβακτήρια	
EN14348	1 min
Βακτήρια	
EN13727	1 min
EN16615	1 min
Μύκητες/Ζύμες	
EN13624 (ζυμακτόν)	3 min
EN16615 (ζυμακτόν)	3 min
Ιοί	
EN14476 (t3 με περίβλημα)	1 min

Available from
www.palinternational.com



Medipal Alcohol Disinfectant Wipes
Κίνδυνος

Συστατικά:
Ισοπροπανόλη (CAS:67-63-0) 70% v/v (629g/kg) H225: Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH066: Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. **Ασφάλεια:** P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. P261: Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς. P305 +351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα. P337+313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:



EU Importer:
Pal Hygiene Products Limited,
Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay
Business Park, Balbriggan, Co. Dublin.
Republic of Ireland, K32 NY57
T: +353 15060172
E: importer@palinternational.com

Manufactured in the UK by:
Pal International Limited
Unit 3 Mountpark, Bardon II,
Victoria Road, Ellistown,
Coalville, LE67 1FA
T: +44 (0) 1455 555700
E: info@palinternational.com
W: www.palinternational.com

Advena Limited
Tower Business Centre
2nd Floor.
Tower Street
Swatar, BKR 4013
Malta
E: info@advena.mt
EU-0020463-0001 1-1 UFI: AVW3-XKAA-N000-CD77

MD **CE** 2797 **LOT** For batch number and use-by date see side of package
REF W600110MPCE / W600110CE
M6010/8
11/2024