



neodisher® LaboClean FLA



Ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό για την αυτόματη επανεπεξεργασία γυάλινων αντικειμένων εργαστηρίου



Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Αυτοματοποιημένος καθαρισμός εργαστηριακών γυάλινων αντικειμένων σε ιατρικά, βιολογικά, μικροβιολογικά και χημικά εργαστήρια, εργαστήρια νερού καθώς και εργαστήρια φωσφορικών, τροφίμων, καλλυντικών, φαρμακευτικών, πετρελαϊκών και άλλων βιομηχανιών, καθώς και αυτοματοποιημένο καθαρισμό μπουκαλιών φαρμάκων και κλωβών ζώων

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί τα επίμονα λιπώδη και άλλα οργανικά υπολείμματα, π.χ. λίπη, έλαια, άμυλο, υπολείμματα μαρκαδόρων
- Κατάλληλο για τον αυτοματοποιημένο καθαρισμό των εργαστηριακών σκευών που χρησιμοποιούνται συνήθως από γυαλί¹, κεραμικό, ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό²
- Δεν είναι κατάλληλο για ελαφρά και μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και άλλα κράματα ελαφρών μετάλλων

Ειδικές ιδιότητες:

- Καθολική εφαρμογή
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και υψηλή χωρητικότητα ρύπων
- Υψηλό ποσοστό διασκορπιστών
- Χωρίς φωσφορικά, επιφανειοδραστικά ή οξειδωτικά μέσα

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher LaboClean FLA χρησιμοποιείται σε ειδικά πλυντήρια απολυμαντές. Η δοσολογία εξαρτάται κυρίως από τη χρήση και τον επιμέρους βαθμό ρύπανσης των προς πλύση αντικειμένων και κυμαίνεται από 2 - 6 ml / l. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευές δοσομέτρησης. Το νερό για τη διαδικασία καθαρισμού με τη χρήση του neodisher LaboClean FLA δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική σκληρότητα 0,5 mmol / l. Τα υπολείμματα των μέσων καλλιέργειας πρέπει να απομακρύνονται πριν από τον αυτόματο καθαρισμό.

Πρόγραμμα:

Για την αφαίρεση λίπους, ελαίων, αμύλου:	
Καθαρισμός με neodisher LaboClean FLA	4 ml/l, 60 - 95 °C
Προαιρετική προσθήκη neodisher EM	1 - 3 ml/l
Εξουδετέρωση με neodisher N	2 ml/l

Για την απομάκρυνση των οργανικών χρωστικών:	
Καθαρισμός με neodisher LaboClean FLA	4 ml/l, έως 95 °C
Εξουδετέρωση με neodisher N	2 ml/l

Για την απομάκρυνση ρητινών λυκίσκου και υπολειμμάτων μπίρας, μαγιάς και πολτού:	
Καθαρισμός με neodisher LaboClean FLA	4 ml/l, έως 95 °C
Εξουδετέρωση με neodisher N	2 ml/l

Γενικές οδηγίες χρήσης:

- Το διάλυμα neodisher LaboClean FLA πρέπει να ξεπλυθεί εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό).
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Πριν αλλάξετε το προϊόν, ξεπλύνετε το σύστημα δοσομέτρησης μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με νερό
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου
- Προσέξτε τις συστάσεις καθαρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή των γυάλινων αντικειμένων εργαστηρίου, των μπουκαλιών φαρμάκων και των κλωβών ζώων, καθώς και τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία κλουβιών "(AK KAB) στην τρέχουσα έκδοση του φυλλαδίου AK KAB" Cage Processing in Animal Facilities properly done" και η ομάδα εργασίας για την επανεπεξεργασία των εργαστηριακών γυαλιών (AK LAB) στην τρέχουσα έκδοση



neodisher® LaboClean FLA

του φυλλαδίου AK LAB "Laboratory Glassware Reprocessing – safe and residue-free reprocessing of laboratory glassware".

- Για επαγγελματική χρήση μόνο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πυκνότητα	1.4 g/cm ³ (20 °C)
εύρος pH	12.3 - 12.8 (2 - 6 ml/l, σε απιονισμένο νερό 20 °C)
Ιξώδες	< 50 mPa s (συμπύκνωμα, 20 °C)
Συντ. τιτλοδότησης	0.35 (σύμφωνα με τη μέθοδο τιτλοδότησης neodisher)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
5 - 15 % πολυκαρβοξυλικά

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντα αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 30 °C.

Χρησιμοποιείται για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας. 

Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, δείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό.
Για απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4112/3-2

Τελευταία αναθεώρηση 01/2019

¹ Είδη γυαλιού κατάλληλα για αλκαλικό καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

² Πλαστικά κατάλληλα για αλκαλικό καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.