

ANIOSPRAY QUICK



Désinfectant à
pulvériser

 LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

1L

UN208/0001LBQR-220617
3132922F/17JUN22/PT



ANIOSPRAY QUICK

Disinfectant spray • Απολυμαντικό σπρέι

EN INDICATIONS: Fast disinfection of previously cleaned, non-immersible, non-invasive, alcohol-resistant surfaces, medical equipment and medical devices; and general surfaces (biocide application). **COMPOSITION:** 100 g contains : 55 g Ethanol (CAS N° 64-17-5), 0.11 g DMPAP, denaturing agent, perfume. **MICROBIOLOGICAL PROPERTIES:** Bactericidal in 1 min: EN 13727* (30 sec), EN 17387* (1 min). Yeastcidal according to EN 13624*/EN 17387* in 30 sec. Fungicidal according to EN 13624*/EN 17387* in 5 min. Tuberculocidal according to EN 14348* in 30 sec. Mycobactericidal according to EN 14348* in 5 min. Active against enveloped viruses according to EN 14476*/EN 16777* in 30 sec. Limited spectrum virucidal according to EN 14476*/EN 16777* in 5 min (Adenovirus in 30 sec / Norovirus (MNV) in 5 min). * = clean conditions. **INSTRUCTIONS FOR USE:** Ready-to-use solution. Use on previously cleaned surfaces and medical devices. Spray on the areas to be treated until they are totally moistened. Apply in sufficient quantity (+/- 40 ml/m²). Complete wetting of all surfaces to be disinfected is important. Respect the indicated contact time for the required antimicrobial activity. Rinsing is not necessary unless the surface comes into contact with the skin or mucosa. For the frequency of use, refer to the hygiene plan in place. Please refer to the manufacturer's instructions for use for cleaning and disinfecting medical devices. Remarks: Before application, check the compatibility of the areas to be treated with alcohol. Electrical devices being disinfected must be switched off. Scientific dossier (efficacy, compatibility, etc.) available on request. **PRECAUTIONS FOR USE:** (H225) Highly flammable liquid and vapour. (H319) Causes serious eye irritation. (P210) Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. (P280) Wear eye/face protective equipment. Dispose of the product and its container, following all precautions for use. Biocidal product intended for the disinfection of surfaces (Group 1 - PT2). Reserved for professional use. (a) Keep out of the reach of children. Anti-Poison Center Tel: 210 7793777 (Greece), Registration number: 47438/24. (cy) 1401 (Cyprus). **EL ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Ταχείας δράσης απολύμανση επιφανειών, ιατρικού υλικού, καθώς και μη βυθιζόμενων και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών,

καθαριζομένων και ανθεκτικών στην αλκοόλη, και επιφανειών γενικά (εφαρμογή βιοκτόνου). **ΣΥΝΘΕΣΗ:** 100 g περιέχουν: 55 g αιθανόλη (CAS N° 64-17-5), 0.11 g DMPAP, παράγοντα μετουσίωσης, άρωμα. **ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Βακτηριοκτόνο σε 1 λεπτό: EN 13727* (30 δευτ.), EN 17387* (1 λεπτό). Ζυμομικητοκτόνο σύμφωνα με το EN 13624*/EN 17387* σε 30 δευτ. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με το EN 13624*/EN 17387* σε 5 λεπτά. Φυματοκτόνο σύμφωνα με το EN 14348* σε 30 δευτ. Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με το EN 14348* σε 5 λεπτά. Δραστικό έναντι τωνών των περιβλήματων σύμφωνα με το EN 14476*/EN 16777* σε 30 δευτ. Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος σύμφωνα με το EN 14476*/EN 16777* σε 5 λεπτά (Αδενοϊός σε 30 δευτ. / Νοροϊός (MNV) σε 5 λεπτά). * = καθαρές συνθήκες. **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Διάλυμα έτοιμο για χρήση. Χρήση σε καθαρισμένες επιφάνειες και ιατρικές συσκευές. Ψεκάστε τις σχετικές περιοχές μέχρι να υγρανθούν εντελώς. Εφαρμόζετε επαρκή ποσότητα (+/- 40 ml/m²). Είναι σημαντική η πλήρης ύγρανση όλων των επιφανειών προς απολύμανση. Τηρείτε τον χρόνο επαφής που συστήνεται για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση. Δεν χρειάζεται ξέπλυμα εκτός εάν οι επιφάνειες πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Για τη συχνότητα χρήσης, συμβουλευτείτε το εφαρμοζόμενο σχέδιο υγιεινής. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για τον καθαρισμό και την απολύμανση των ιατρικών συσκευών. Σχόλια: Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα των ιατρικών συσκευών με την αλκοόλη. Οι ηλεκτρικές συσκευές προς απολύμανση δεν πρέπει να βρίσκονται υπό τάση. Επιστημονικός φάκελος (αποτελεσματικότητα, συμβατότητα, κλπ.) διαθέσιμος μετά από αίτημα. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** (H225) Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. (H319) Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. (P210) Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. (P280) Να φοράτε μέσα απομικρής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του προϊόντος και του δοχείου του λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις χρήσης. Βιοκτόνο που προορίζεται για την απολύμανση επιφανειών (Ομάδα 1 - PT2). Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. (a) Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777 (Ελλάδα), χρήση. Αρ. Εγκ. Ε.Ο.Φ.: 47438/24. (cy) 1401 (Κύπρος).

Distributed by: Ecobal A.E.

Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Υδρας 2, 15232, Χαλάνδρι
Greece Τηλ.: +30 210-6873700



Laboratoires ANIOS
1, rue de l'Espoir
59260 Lezennes - FRANCE
Tel. +33 3 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

1L



UFI : 12V0-XN9R
4F08-0Q33



ANGER
KINΔYNOΣ



0920849EE001LB0V-251215
3156345B/15DEC/25/50