

SURFA'SAFE *Premium*

Απορρυπαντικός
και απολυμαντικός
αφρός



LABORATOIRES

ANIOS

An Ecolab Company

750ml

GR24190750MCAR-210823

SURFA'SAFE *Premium*

EN Disinfecting detergent solution for surfaces and

medical devices. INDICATIONS: Disinfectant detergent solution for cleaning and disinfecting non-invasive, non-immersible medical devices. Biocide application: for general surfaces.

COMPOSITION: 100 g contains: 0,3 g of Didecyltrimethylammonium chloride (DDAC) (CAS No. 7173-51-5), non-ionic surfactants, chelating agent, excipients. **MICROBIOLOGICAL PROPERTIES:** Bactericidal in 2 min: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min). Yeastcidal in 2 min: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min). Tuberculocidal in 60 min: EN 14348*. Active against enveloped viruses according to EN 14476* in 1 min. Active in accordance with EN 14476* against Polyomavirus SV 40 in 5 min. Active in accordance with EN 14476* against Rotavirus in 30 sec. Limited spectrum virucidal according to EN 14476* in 30 min (Adenovirus in 30 min / Norovirus (MNV) in 15 min). *=dirty conditions.

INSTRUCTIONS FOR USE: Ready-to-use solution. Spray the disinfectant detergent solution on a non-woven cloth and wipe. Spread evenly the product (+/- 6 ml/m² or around 10 sprays). Respect the indicated contact time for the required antimicrobial activity. Rinsing is unnecessary except for the areas intended to come into contact with the skin or mucosa. Please refer to the manufacturer's instructions for use for cleaning and disinfecting medical devices. For the frequency of use and cleaning of the application equipment, refer to the hygiene plan in place. Scientific dossier (efficacy, compatibility, etc.) available on request. **PRECAUTIONS FOR USE:** Dispose of the product and its container, following all precautions for use. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State. Biocidal product intended for the disinfection of surfaces (Group 1 - PT2). Medical Device. Reserved for professional use. Made in France.

UFI: QSKG-NR24-PF07-WA4S



Laboratoires Anios
1 rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
Tél : +33 3 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68

3138501



B124190750MCAL-240418
3138501B/18APR24/50

SL Raztopina za čiščenje in razkuževanje površin in medicinskih pripomočkov. **INDIKACIJE:**

Raztopina za čiščenje in razkuževanje neinvazivnih in nepotopnih medicinskih pripomočkov. Biocidna uporaba: za splošne površine. **SESTAVA: 100 g proizvoda vsebuje:** 0,3 g didecildimetilamonijevega klorida (CAS št.

7173-51-5), neionske površinsko aktivne snovi, sekvestrirna sredstva, pomožne snovi. **MIKROBIOLOŠKE LASTNOSTI:** Baktericid v 2 min: EN 13727* (1 min),

EN 16615* (2 min). Levurocid v 2 min: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min). Tuberkulocid v 60 min: EN 14348*. Razkuževanje: deluje na viruse z ovojnico po EN 14476* v 1 min.

Deluje po EN 14476* na Polyomavirus SV 40 v 5 min. Deluje po EN 14476* na Rotavirus v 30 s. Virucid z omejenim spektrom po EN 14476* v 30 min (Adenovirus v 30 min / norovirus (MNV) v 15 min).

*=umazani pogoji. **NAVODILA ZA UPORABO:** Raztopina pripravljena za uporabo. Raztopino razpršite na netkano tkanino in obrišite. Izdelek dobro porazdelite (+/- 6 ml/m², kar pomeni okrog 10 razpršitev). Za želeno antimikrobno delovanje upoštevajte navedeni kontaktni čas. Izpiranje ni potrebno, razen na področjih, namenjenih za stik s kožo ali sluznico. Preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za čiščenje in razkuževanje medicinskih pripomočkov. Podatke o pogostosti uporabe in čiščenja opreme za nanašanje najdete v veljavnem planu čiščenja. Znanstvena dokumentacija (učinkovitost, združljivost ...) je na voljo na zahtevo. **OPOZORILA**

PRI UPORABI: Odstraniti vsebino/posodo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Vsak resni incident v zvezi s pripomočkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice. Biocidno sredstvo, namenjeno razkuževanju površin (skupina 1-TP 2). Medicinski pripomoček. Samo za profesionalno uporabo. Narejeno v Franciji.  Embalažo odstraniti le, če je izpraznjena in zaprta. Ostanke proizvoda: glej Varnostni list. Neuporabljeno snov/pripravek in/ali neочиščeno embalažo predati odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

UK Мийний розчин для дезінфекції поверхонь і медичного обладнання. **ПОКАЗАННЯ:** Дезінфікуючий мийний розчин для очищення та дезінфекції неінвазивних і незанурюваних медичних пристроїв. Біоцидне застосування: для поверхонь загального призначення. **СКЛАД: 100 г містить:** 0,3 г дидецилдиметиламонію хлорид (N°CAS 7173-51-5), неіонні поверхнево-активні речовини, секвеструючі агенти, допоміжні речовини.

МИКРОБИОЛОГИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: Бактерицидна дія через

2 хв. EN 13727* (1 хв), EN 16615* (2 хв). Протигрибкова дія через 2 хв: EN 13624* (2 хв), EN 16615* (2 хв). Туберкулоцидна дія через 60 хв: EN 14348*. Проявляє активність щодо оболонкових вірусів* відповідно до стандарту EN 14476* через 1 хв. Проявляє активність відповідно до стандарту EN 14476* щодо Polyomavirus SV 40 через 5 хв. Проявляє активність відповідно до стандарту EN 14476* щодо Rotavirus через 30 сек. Обмежена віруліцидна активність згідно зі стандартом EN 14476* через 30 хв (по відношенню до аденовірусу через 30 хв/до мишачого норовірусу (MNV) через 15 хв). *= ступінь забрудненості. **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:** Готовий до використання розчин. Розпиліть дезінфікуючий мийний розчин на серветку з нетканого матеріалу і протріть поверхню. Добре розподіліть засіб (+/- 6 мл / м² або приблизно 10 розпилен). Дотримуйтесь зазначеного часу контакту для досягнення бажаного рівня антимікробної дії. Не потрібно ополіскувати, за винятком зон, призначених для контакту зі шкірою або слизовими оболонками. Для очищення та дезінфекції медичних виробів зверніться до інструкції по застосуванню виробника. Частота використання та очищення обладнання для нанесення міститься у гігієнічному плані. Наукова документація (ефективність, сумісність тощо) надається на запит. **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:** Утилізувати продукт і його контейнер відповідно до правил техніки безпеки. Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з виробом, необхідно повідомляти виробника і компетентну державну установу. Біоцидний засіб для дезінфекції поверхонь (Група 1-TP 2). Медичний засіб. Тільки для професійного використання. Виготовлено у Франції.  Утилізувати тару тільки повністю порожньою та закритою. Рештки продукту: дивись Паспорт Безпеки.

Distributed by:

Ecolab GmbH (Reg. Holder: A, B G, CZ, HR, HU, RO, SK, SLO)

Rivergate Handelskai 92 1200 Wien Tel.:

+43 1 715 25 50-0 / ECOLAB GmbH -

Podružnica Zagreb Zavrtnica 17 10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 6321 600 / Ecolab A.E. Λεωφόρος

Κηφισίας 280 και Υδρας 2, 15232, Χαλάνδρι Τηλ.:

+30 210-6873700 / Ecolab Sp. z o.o. (PL, LT, LV, EE) ul.

Opolska 114 31-323 Kraków Tel.: +48 12-26 16 100 /

Ecolab d.o.o. Vajngerlova 4 2000 Maribor Tel.: +386 2 42 93 100 /

ТОВ "Еколаб ТзОВ" в. Квітки-Оснот'яненка, 24-В, м.

Васильків, Київська обл. 08601, Україна Тел.: +38 044 494 31 20

SURFA'SAFE Premium

EN Disinfecting detergent solution for surfaces and medical devices. **INDICATIONS:** Disinfectant detergent solution for cleaning and disinfecting non-invasive, non-immersible medical devices. Biocide application: for general surfaces.

COMPOSITION: 100 g contains: 0,3 g of Didecylidimethylammonium chloride (DDAC) (CAS No. 7173-51-5), non-ionic surfactants, chelating agent, excipients. **MICROBIOLOGICAL PROPERTIES:** Bactericidal in 2 min: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min). Yeastcidal in 2 min: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min). Tuberculocidal in 60 min: EN 14348*.

Active against enveloped viruses according to EN 14476* in 1 min. Active in accordance with EN 14476* against Polyomavirus SV 40 in 5 min. Active in accordance with EN 14476* against Rotavirus in 30 sec. Limited spectrum virucidal according to EN 14476* in 30 min (Adenovirus in 30 min / Norovirus (MNV) in 15 min). *dirty conditions.

INSTRUCTIONS FOR USE: Ready-to-use solution. Spray the disinfectant detergent solution on a non-woven cloth and wipe. Spread evenly the product (+/- 6 ml/m² or around 10 sprays). Respect the indicated contact time for the required antimicrobial activity. Rinsing is unnecessary except for the areas intended to come into contact with the skin or mucosa. Please refer to the manufacturer's instructions for use for cleaning and disinfecting medical devices. For the frequency of use and cleaning of the application equipment, refer to the hygiene plan in place. Scientific dossier (efficacy, compatibility, etc.) available on request. **PRECAUTIONS FOR USE:** Dispose of the product and its container, following all precautions for use. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State. Biocidal product intended for the disinfection of surfaces (Group 1 - PT2). Medical Device. Reserved for professional use. Made in France.

UFI: QSKG-NR24-PF07-WA4S



Laboratoires Anios
1 rue de l'Esport
59260 LEZENNES
Tel : +33 3 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68

3138501

CE
0459

B124190750MCAL-240418
3138501B/19A/PR24/50

EL Καθαριστικό και απολυμαντικό διάλυμα για επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη βυθιζόμενων και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών. Εφαρμογή βιοκτόνου: για γενικές επιφάνειες. **ΣΥΝΘΕΣΗ:** Χλωριούχο διδευκλ-διμεθυλ-αμμώνιο (Αρ. CAS 7173-51-5: 3 mg/g), μη ιονικά επιφανειοδραστικά, συμπλοκοποιητικός παράγοντας, έκδοχα. **ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Βακτηριοκτόνο σε 2 λεπτά: EN 13727* (1 λεπτό), EN 16615* (2 λεπτά). Ζυμομυκητοκτόνο σε 2 λεπτά: EN 13624* (2 λεπτά), EN 16615* (2 λεπτά). Φυματιοκτόνο σε 60 λεπτά: EN 14348*. Δραστικό έναντι των ιών με περίβλημα σύμφωνα με το EN 14476* σε 1 λεπτό. Δραστικό σύμφωνα με το EN 14476* έναντι Polyomavirus SV 40 σε 5 λεπτά. Δραστικό σύμφωνα με το EN 14476* έναντι Rotavirus σε 30 δευτ. Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος σύμφωνα με το EN 14476* σε 30 λεπτά (Adenovirus σε 30 λεπτά / Norovirus (MNV) σε 15 λεπτά). *= ρυπαρές συνθήκες. **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Διάλυμα έτοιμο για χρήση. Ψεκάστε το απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα σε ένα non wopen ύφασμα και σκουπίστε. Απλώστε ομοιόμορφα το προϊόν (+/- 6 ml/m² ή περίπου 10 ψεκασμούς). Τηρείτε τον χρόνο επαφής που συστήνεται για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση. Δεν χρειάζεται ξεπλύμα εκτός εάν οι επιφάνειες πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για τον καθαρισμό και την απολύμανση των ιατρικών συσκευών. Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης και τον καθαρισμό του υλικού εφαρμογής, συμβουλευτείτε το εκπονηθέν σχέδιο υγιεινής. Επιστημονικός φάκελος (αποτελεσματικότητα, συμβατότητα, κλπ.) διαθέσιμος μετά από αίτημα. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Διάθεση του προϊόντος και του δοχείου του λαμβιπώντος όλες τις προφυλάξεις χρήσης. Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει σε σχέση με την συσκευή θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Βιοκτόνο που προορίζεται για την απολύμανση επιφανειών (Ομάδα 1 - TP2). Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Παράγεται στην Γαλλία. © Μακρά από παιδιά. Τηλ. Κέντ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777 (Ελλάδα), 1401 (Κύπρος). Αριθμός Άδειας ΕΟΦ: 123557/21. **HR Otopina s deterdžentom za dezinfekciju površina i medicinskih uređaja. INDIKACIJE:** Dezinfekcijska otopina deterdženta za čišćenje i dezinfekciju neinvazivnih medicinskih instrumenata i uređaja koji se ne mogu namakati. Biocidna primjena: za opće površine. **SASTAV: 100 g proizvoda sadrži:** 0,3 g didecilmetilamonijevog klorida (br. CAS 7173-51-5), neionogene površinski aktivne tvari, sekvestrant, pomoćne tvari. **MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA:** Baktericidno djelovanje za 2 min: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min). Djelovanje na kvasce za 2 min: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min). Tuberkulicidno djelovanje za

60 min: EN 14348*. Aktivno protiv virusa s ovojnicom prema EN 14476* za 1 min. Aktivno prema EN 14476* na Polyomavirus SV 40 za 5 min. Aktivno prema EN 14476* na Rotavirus za 30 sek. Virucidnog ograničenog spektra prema EN 14476* za 30 min (Adenovirus za 30 min / Norovirus (MNV) za 15 min). *=uvjeti zaprljanosti. **UPUTE ZA UPORABU:** Otopina spremna za uporabu. Raspršite otopinu deterdženta na netkani materijal i obrišite. Dobro rasporediti proizvod (+/- 6 ml/m² ili oko 10 prskanja sprejom). Poštivati vrijeme kontakta za željeno antimikrobno djelovanje. Ispiranje je nepotrebno osim za površine u kontaktu s kožom ili sluznicom. Pogledati upute za uporabu proizvođača za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata i uređaja. Za učestalost korištenja i čišćenja opreme pogledajte važeći higijenski plan. Znanstveni dosije (učinkovitost, kompatibilnost...) dostupan je na zahtjev. **MJERE OPREZA PRI UPORABI:** Odložiti proizvod i spremnik uz sve uobičajene mjere opreza. Svaki ozbiljni incident u vezi s uređajem mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice. Biocidni proizvod namijenjen dezinfekciji površina (Skupina 1-TP 2). Medicinski uređaj. Samo za profesionalnu upotrebu. Proizvedeno u Francuskoj. **DE** Ambalaža zbrinuti potpuno praznu i zatvorenu. Ostatak od proizvoda: vidjeti sigurnosno tehnički list. **FR Pavišijų ir medicinos prietaisų valymo ir dezinfekavimo skystis. INDIKACIJOS:** Medicinos priemonė: nepanardinamų ir neinvazinių medicinos prietaisų valymo ir dezinfekavimo skystis. Biocidinis produktas: bendros paskirties paviršių valymas ir dezinfekcija. **SUDĖTIS: 100 g yra:** 0,3 g veikliosios medžiagos didecilmetilamonio chlorido (CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230- 525-2). Sudėtyje yra nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, atskirųjų ir pagalbinų medžiagų. **MIKROBIOLOGINIS SAVYBES:** Baktericidinis poveikis - 2 min; 1 min pagal EN 13727*, 2 min pagal EN 16615*. Mielicidinis poveikis - 2 min; 2 min pagal EN 13624*, 2 min pagal EN 16615*. Tuberkulicidinis poveikis - 60 min pagal EN 14348*. Virucidinis poveikis prieš apvalkalinius (lipofilinius) virusus - 1 min pagal EN 14476*. Virucidinis poveikis prieš poliomovirusą SV 40 - 5 min pagal EN 14476*. Virucidinis poveikis prieš rotavirusą - 30 sek pagal EN 14476*. Riboto spektro virucidinis poveikis prieš adenovirusą - 30 min pagal EN 14476*. Riboto spektro virucidinis poveikis prieš norovirusą - 15 min pagal EN 14476*. *nešvarūs sąlygos. **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Dėmesio! Profesionalieji naudotojai privalo laikyti etiketėje ir saugos duomenų lapą nurodytas darbus saugos ir sveikatos bei

atliekų tvarkymo priemonės. **Naudojimas.** Produktas paruoštas naudoti. Laikyti stacią ir purkštį ant neaustinės medžiagos šluostės, ja valyti apdorojamus paviršius. Rekomenduojamas dozavimas – 6 ml/m² arba maždaug 10 purškimų. Priklausomai nuo užterštumo laikytis nurodyto ekspozicijos laiko. Po dezinfekcijos paviršius, su kuriais liečiasi oda ar gleivinė, nuplauti vandeniu. Paviršių valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimais. Valant ir dezinfekuojant medicinos prietaisus vadovautis jų gamintojų instrukcijomis. Mokslinė informacija (veiksmingumo, suderinamumo ir kitais klausimais) teikiama paprašius. **NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS:** Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. Pagaminta Prancūzijoje. **Š** Šalinti tik tuščią ir uždarytą pakutę. Produktu likučiai: žr. saugos duomenų lapą. Laikyti sandariai uždarytą pašalinamiems asmenims neprieinamoje vietoje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C. Medicinos priemonė - apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su priemone, būtina pranešti gamintojui ir valstybės narės kompetentingai institucijai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, grindims, sienoms, inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr) BPR-64(A-02PNO603982-22-46), galioja iki 2027-02-02. **PL Roztwór dezynfekcyjno-mijący przeznaczony do powierzchni - i wyrobów medycznych. ZASTOSOWANIE:** Roztwór dezynfekcyjno-mijący do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i nieznanuzalnych wyrobów medycznych. Zastosowanie preparatu biobójczego: gotowy do użycia płyn przeznaczony do dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni niemających kontaktu z żywnością, także w obszarze medycznym, o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym, bójczym wobec prątków grzybic, ograniczonym wirusobójczym wobec Adenovirusa, Norovirusa, Rotawirusa, Poliowirusa SV40 i wirusów osłonionych. **SKŁAD CHEMICZNY: 100 g produktu zawiera substancje czynne:** 0,3 g chlorku didecylodimetyloamoni (DDAC) (N°CAS 7173-51-5), niejonowe związki powierzchniowo czynne, związek kompleksujący, substancje pomocnicze. **SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA:** Bakteriobójczy w 2 min: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min). Drożdżobójczy w 2 min: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min). Bójczy wobec prątków grzybic w 60 min: EN 14348*. Wirusobójczy wobec wirusów osłonionych wg EN 14476* w 1 min. Bójczy zgodnie z EN 14476* wobec

Poliowirusa SV 40 w 5 min. Bójczy zgodnie z EN 14476* wobec Rotawirusa w 30 min. Ograniczone spektrum wirusobójcze zgodnie z EN 14476* w 30 min (Adenovirus w 30 min/ Norovirus (MNV) w 15 min). *= warunki brudne. **INSTRUKCJA UŻYCIA:** Roztwór gotowy do użycia. Dokładnie zwilżyć powierzchnię, upewniając się, że środek pokrył wszystkie miejsca, przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Preparat rozprowadzić równomiernie (+/- 6 ml/m², czyli około 10 aplikacji). Przestrzegać zalecanego czasu działania dla uzyskania pożądanego działania mikrobojczego. Przez cały czas kontaktu powierzchnie powinny być zwilżone. Splukiwanie produktu nie jest konieczne, z wyjątkiem miejsc mających kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi. Należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego. Częstotliwość stosowania jest uzależniona od planu higieny obowiązującego w danej placówce. **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego. Produkt biobójczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (kat. 1, gr. 2). Wyrób medyczny. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Wyprodukowano we Francji. **DE** Numer serii i data ważności na opakowaniu. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: po kontakcie z oczami – nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Po kontakcie ze skórą – nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Po połknięciu – nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Po wdychaniu – nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Pierwsza pomoc w razie zatrucia lub użalenia: w przypadku kontaktu z oczami - Przepłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu ze skórą: przepłukać obficie wodą. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Użyć pomocy lekarskiej w przypadku pojawienia się objawów. W przypadku wdychania: Użyć pomocy lekarską w przypadku pojawienia się objawów. Postępowanie z odpadami produktu: unikać kontaktu z ciekami wodnymi i glebą, przekazać do utylizacji uprawnionej firmie. Postępowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po produkcji: opakowania opróżnione i wypłukane przekazać do recyklingu lub na składowisko komunalne, opakowania zanieczyszczone produktem opróżnić, zamknąć nakrętką i przekazać do utylizacji uprawnionej firmie. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 9595/23.