




DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 7 89 60-0
Telefax: +49 (0) 40 / 7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de • www.drweigert.de



neodisher[®] MediClean forte



< pt > Para a lavagem automática de instrumentos termoeestáveis e termolábeis
concentração líquida - Só para uso profissional!

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

< it > Per il lavaggio a macchina di strumentario termostabile e termolabile

concentrato liquido - Solo per uso professionale!

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



< es > Para el lavado automático de instrumentos termoestables y termolabiles
concentrado líquido - ¡Solo para uso profesional!

EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

< el > Για τον καθαρισμό θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων σε πλυντήρια

Υγρό συμπυκνωμένο - Μόνο για επαγγελματική χρήση! EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Dos.: 2 - 10 ml/l

V475435-0320-SE



www.drweigert.de



LOT



V010710-0913

For import addresses: www.drweigert.com

Made in
Germany



5 L e