




DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D - 20539 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 7 89 60-0
Telefax: +49 (0) 40 / 7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de • www.drweigert.de



neodisher® Z



< pt > Neutralizador para a lavagem automática de instrumentos termoestáveis e termolábeis e de vidraria de laboratório

concentração líquida - Só para uso profissional!

< it > Neutralizzante impiegato nel lavaggio a macchina di strumenti e vetrerie di laboratorio termostabili e termolabili

concentrato liquido - Solo per uso professionale!



< es > Neutralizante para el lavado automático de instrumentos termoestables y termolabiles y de vidrio de laboratorio

concentrado líquido - ¡Solo para uso profesional!

< el > Ουδετεροποιητικό για μηχανικό καθαρισμό θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων και γυάλινων σκευών εργαστηρίων


Υγρό συμπυκνωμένο - Μόνο για επαγγελματική χρήση!

Dos.: 1 - 5 ml/l

V489135-0420-SE



www.drweigert.de



V010730-0913


LOT



Made in
Germany

For import addresses: www.drweigert.com

5 L e



<pt> Atenção. Contêm: 2-octil-2H-isotiazole-3-ona

H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H319 - Provoca irritação ocular grave. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. - Elimine o recipiente apenas quando estiver vazio e bem fechado. Para eliminar os resíduos do produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

<it> Attenzione. Contiene: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. - Eliminare solo quando il contenitore è vuoto e chiuso: Per eliminazione di residui di prodotto, vedere il Scheda dati di Sicurezza.

<es> Atención. Contiene: 2-octil-2H-isotiazol-3-ona

H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H319 - Provoca irritación ocular grave. H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. - Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Para eliminar los residuos, por favor consulte la hoja de seguridad. - Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20 -

<el> Προσοχή. περιέχει: 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. - Αποσύρете τη συσκευασία μόνο εντελώς άδεια και κλειστή. Απόσυρση των υπολειμμάτων του περιεχομένου: "Βλέπε φύλλο ασφαλείας." - Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 -

