




DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D - 20539 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 7 89 60-0
Telefax: +49 (0) 40 / 7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de • www.drweigert.de



neodisher® MediKlar



< pt > Para a enxaguagem automática de instrumentos termooestáveis e termolábeis
concentração líquida - Só para uso profissional!

< it > Per il risciacquo a macchina di strumentario termostabile e termolabile
concentrato liquido - Solo per uso professionale!



< es > Para el aclarado automático de instrumentos termooestables y termolabiles
concentrado líquido - ¡Solo para uso profesional!


< el > Για το ξέβγαλμα θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων σε πλυντήριο
Υγρό συμπυκνωμένο - Μόνο για επαγγελματική χρήση!

Dos.: 0,3 - 1 ml/l

V465835-0120-SE



www.drweigert.de



V010740-0913

LOT



Made in
Germany

For import addresses: www.drweigert.com

5 L e

**<pt> Atenção**

H315 - Provoca irritação cutânea. EUH208 - Contêm 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica. P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/ protecção ocular/protecção facial. P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com sabonete e água. - Elimine o recipiente apenas quando estiver vazio e bem fechado. Para eliminar os resíduos do produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

<it> Attenzione

H315 - Provoca irritazione cutanea. EUH208 - Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - Eliminare solo quando il contenitore è vuoto e chiuso: Per eliminazione di residui di prodotto, vedere il Scheda dati di Sicurezza.

<es> Atención

H315 - Provoca irritación cutánea. EUH208 - Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. - Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Para eliminar los residuos, por favor consulte la hoja de seguridad. - Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20 -

<el> Προσοχή

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. EUH208 - περιέχει 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλο-4-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. - Αποσύρете τη συσκευασία μόνο εντελώς άδεια και κλειστή. Απόσυρση των υπολειμμάτων του περιεχομένου: "Βλέπε φύλλο ασφαλείας." - Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριασεων: 210 7793777 -

