

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 5 ΕΝΖΥΜΑ ΓΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Aniosyme Synergy 5

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 5 ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το Aniosyme Synergy 5 είναι το πρώτο απορρυπαντικό με 5 ένζυμα για πολλαπλές εφαρμογές. Παρέχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού για χειρωνακτική και αυτόματη επανεπεξεργασία, το Aniosyme Synergy 5 επιτρέπει μια - ενός προϊόντος προσέγγιση για την Κεντρική Αποστείρωση.

Aniosyme Synergy 5:

- **ΜΟΝΑΔΙΚΟ** - Μοναδικό απορρυπαντικό 5 ενζύμων με ευρύ φάσμα δράσης
- **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ** - Δραστικό από τα 5 λεπτά σε Πλυντήριο-Απολυμαντή και σε όλες τις ποιότητες νερού
- **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ** - Το πρώτο προϊόν για χειρωνακτική και αυτόματη επανεπεξεργασία στην Κεντρική Αποστείρωση



Aniosyme Synergy 5

ΜΟΝΑΔΙΚΟ απορρυπαντικό 5 ενζύμων για ολιστική χειρωνακτική και αυτόματη επανεπεξεργασία



Aniosyme Synergy 5
5 L δοχείο
Κωδικός Παραγγελίας:
XXXXXX



Aniosyme Synergy 5
5 L δοχείο
Κωδικός Παραγγελίας:
XXXXXX

ΔΥΝΑΤΟ

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα από τα 5 λεπτά και μετά, σε συνδυασμό με εξαιρετική συμβατότητα υλικών.

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ

Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων με ευέλικτη δοσολογία, χάρη στην ειδικά ανεπτυγμένη φόρμουλα 5 ενζύμων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Δραστηκότητα χαμηλότερης συγκέντρωσης από 0,1% έως 0,5% που παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• Πυκνότητα	20°C	1,10 g/ml
• pH τιμή* (συμπύκνωμα)	20°C	7,89
• pH περιοχή* (διάλυμα, 1 - 5 ml/l)	20°C	6,89 - 7,29
• Αγωγιμότητα (διάλυμα, 1 - 5 ml/l in DI νερό)	20°C	0,08 - 0,33 mS/cm

*Μετρήσεις τιμής pH υπό συνθήκες λειτουργίας πάντα με τη βοήθεια ενός pHμετρου με αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Aniosyme Synergy 5	4 x 5 L δοχεία + 25 ml αντλία	870053



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Διανέμεται από:
ECOLAB A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαριστικό 5 ενζύμων για εργαλεία. Καθαρισμός χειρουργικού και ιατρικού εξοπλισμού, ενδοσκοπίων και ιατρικών συσκευών, με βυθισμό, λουτρά υπερήχων, αυτόματα πλυντήρια και πλυντήρια τύπου τούνελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χειρωνακτική χρήση

- Συμπυκνωμένο διάλυμα για επαγγελματική χρήση
- Χρήση με αραιώση από 0,5% έως 2%
- Αποτελεσματικό από τα 5 λεπτά
- Προσαρμόστε τη συγκέντρωση, το χρόνο επαφής και τη θερμοκρασία του νερού αραιώσης ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης. Βουρτίστε αν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε καλά
- Μέγιστη θερμοκρασία: 35°C

Χρήση σε αυτόματα πλυντήρια

- Συμπυκνωμένο διάλυμα για επαγγελματική χρήση
- Χρήση με αραιώση από 0,1% έως 0,5%
- Αποτελεσματικό από τα 5 λεπτά
- Προσαρμόστε τη συγκέντρωση, το χρόνο επαφής και τη θερμοκρασία του νερού αραιώσης ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης. Ξεπλύνετε καλά
- Μέγιστη θερμοκρασία: 60°C

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μη ιονικά και κατιονικά τασιενεργά, αποσκληρυντικός παράγοντας, σταθεροποιητικός παράγοντας, σύμπλοκο ενζύμων, έκδοχα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο – να τηρούνται οι προφυλάξεις κατά τη χρήση (που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +25°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



www.ecolab.gr