




caraform[®] citro



**Καθαριστικό υγρό
με φρεσκάδα λεμονιού**

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Για πλύσιμο στο χέρι όλων των επιτραπέζιων σκευών όπως κατσαρόλες, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα και ποτήρια σε όλους τους τομείς επεξεργασίας τροφίμων όπως επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και αρτοποιεία.
- Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών εργασίας, τραπεζιών κλπ.

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί αξιόπιστα όλων των ειδών τα υπολείμματα τροφών.
- Αφαιρεί αποτελεσματικά τα καμένα και πολύ λιπαρά υπολείμματα.
- Κατάλληλο για όλα τα υλικά όπως γυαλί, πορσελάνη, πλαστικό, αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Ειδικές ιδιότητες:

- Πολύ οικονομικό. Αφρίζει.
- Με άρωμα λεμόνι
- Εξαιρετική συμβατότητα με υλικά

Εφαρμογή και δοσολογία:

Αραιώστε το caraform citro σύμφωνα με την κάτωθι συνιστώμενη δοσολογία. Τοποθετήστε τα είδη που πρόκειται να πλυθούν στο διάλυμα και αφήστε το προϊόν να δράσει για μερικά λεπτά και μετά ξεβγάλετε με πολύ νερό τα υπολείμματα ρύπων.

Δοσολογία	0.4 ml/l
-----------	----------

Ειδικά για επίμονους ρύπους η δοσολογία μπορεί αυξηθεί έως 10 ml / l (1,0%) κατά τον καθαρισμό επιφανειών και εξοπλισμού.

Εάν ακολουθεί διαδικασία αυτόματου καθαρισμού, προτείνεται η χρήση των απορρυπαντικών πρόπλυσης neodisher prewash, neodisher preclean L και neodisher preclean F.

Γενικές οδηγίες χρήσης:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση!
- Για οικονομική και ελεγχόμενη δοσολογία, προτείνεται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων όπως συσκευή μέτρησης νερού-απορρυπαντικού ή εξαρτήματα δοσομέτρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να ξεβγάζονται με πόσιμο νερό μετά από κάθε καθαρισμό και απολύμανση για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων.
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Η αποθήκευση και η μεταφορά επιτρέπονται μόνο στην αρχική συσκευασία

Τεχνικές πληροφορίες:

Έυρος pH	6-7 (0.4 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	<250 mPas (συμπυκνωμένο προϊόν, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.03 g/cm ³ (20 °C)



caraform[®] citro

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. ΕΚ Νο.648/2004 για τα απορρυπαντικά:

< 5% αμφοτερικά τασιενεργά

5-15% μη-ιονικά τασιενεργά, ανιονικά τασιενεργά,

επίσης συντηρητικά 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] και 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6]

(3:1), αρώματα (linalool, geraniol, (R)-p-mentha-1,8-diene, citral)

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε να αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0 και 30 °C. Χρησιμοποιείται για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα πίσω από το σύμβολο της κλεψύδρας.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/Downloads».

Εάν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία τροφίμων.

Διαθέστε προς απόρριψη μόνο όταν το δοχείο είναι κενό και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, αναφερθείτε στο Πληροφοριακό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 3221/3-3

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2020

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.de